

Stand « Hygiène des mains »

Cette fiche décrit quelques propositions d'actions pour animer un stand sur le thème proposé, elle peut tout à loisir être enrichie ou partiellement utilisée

<p>Objectifs</p>	<p>Sensibiliser à la qualité de l'application des produits hydro alcooliques (PHA) Favoriser l'appropriation de la gestuelle d'application des PHA Montrer la supériorité de l'efficacité des PHA pour la désinfection des mains</p>
<p>Moyens matériels</p>	<p>PHA contenant un produit fluorescent Tubes UV (Dermalux®, Anios®, lampe du laboratoire de bactériologie...) Boîtes de pétri</p>
<p>Moyens humains</p>	<p>Professionnels en hygiène ou membres du CLIN rôlés à la technique et à l'argumentation Visiteur médical (avec le matériel UV et les produits fluorescents) Correspondants en hygiène formés Bactériologiste</p>
<p>Descriptif</p>	<p>Proposer au visiteur de réaliser une friction avec le PHA fluorescent selon sa gestuelle habituelle. Le passage sous la lampe UV permettant de visualiser les zones qui ont été imprégnées correctement de produit (ces zones apparaissent blanches) Prévoir à intervalles réguliers les démonstrations d'application de PHA Préparer 48h auparavant des boîtes de pétri qui seront les témoins très visuels d'une contamination des doigts avant après un lavage des mains ou une friction hydro alcoolique. Faire des applications de bijoux sur des géloses ou les « vortexer » dans une solution nutritive</p>